

TL2350/2360 台式浊度仪



扫一扫马上购买

哈希公司发布的全新TL2350/2360台式浊度仪，为新一代实验室浊度产品。采用哈希公司的光学系统与设计而成，并采用全新的用户界面和更贴心的功能。TL2350/2360实验室浊度仪扩大了浊度测量的范围，可广泛适用与水处理及污水处理，各种工业场合，食品饮料，电力以及制药澄清度，悬浮物测定等领域。

主要特点及优势：

- 七寸彩色触摸屏，直观的中文菜单导航
- 三种读数模式：单点读数，连续读数，RST读数，适用于不同水样情况，让读数更可靠准确
- 可支持20NTU单点校准，水样浊度值比较稳定的情况下，单点校准可节简化校准操作
- 支持空气吹扫功能，防止水汽凝结引起的光散射
- 2个USB接口，可实现数据溯源及传输
- 可以存储2000个数据，并可外接USB热敏打印机，满足数据存储打印及保存的需求



技术指标		
型号	TL2350 EPA	TL2360 ISO
显示	7寸彩色触摸屏	
符合标准	符合USEPA 180.1, HJ 1075-2019	符合ISO 7027, HJ 1075-2019 DIN EN 27027 DIN 38404和NFT 9033
光源	钨灯	LED 860±30 nm
计量单位	NTU,EBC,Abs,%T和mg/L	FNU,FAU,NTU,EBC, Abs,%T和mg/L
量程范围	NTU : 0-10000 吸光度 : 0-1.0 透射比 (%) : 1.0-100 度 (mg/L) : 1-100	FNU : 0-1000 FAU : 20-10000 NTU : 0-10000 吸光度 : 0-2.00 透射比 (%) : 1.0-100 度 (mg/L) : 1-100
精确度	0 – 1000NTU时, ±2%加0.01NTU, 1000 – 4000NTU时±5%, 4000 – 10000NTU时±10%	FNU : 0 – 1000FNU时, ±2%加0.01FNU。 FAU : 20 – 10000NTU时, ±10%。 NTU : 0 – 1000NTU时, ±2%加0.01NTU, 1000 – 4000NTU时±5%, 4000– 10000NTU时, ±10%
吸光度	吸光度 : 455 nm, 吸光度值在0-0.5 Abs时为 ±0.01 Abs, 吸光度值在0.5-1 Abs时为 ±2%	吸光度 : 860 nm, 吸光度值在0-1 Abs时为±0.005 Abs 透射率 : 860 nm, 透射率在10-100%时0.12%
分辨率	浊度 : 0.001 NTU/EBC 吸光度 : 0.004 Abs 透射率 : 0.8% T	
重复性	读数的1%或0.01 NTU	
读数模式	单次, 连续, 快速沉降模式 (RST), 信号平均模式, 比率模式	单次, 连续, 快速沉降模式 (RST), 信号平均模式, 比率模式
人机交互	2个USB-A接口。可用户外接优盘, 打印机, 键盘以及二维码扫描设备	
数据存储	存储2000个数据, 包括测量读数, 校准值和验证值	
供电要求	100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A	
保修	一年	



订购指南：

TL2350/2360台式浊度仪的标准配置包括：一台TL2350/2360台式浊度仪主机，一英寸样品瓶6个，Gelex二级浊度标准化套件一组，StablCal标准套间一组，电源及电源线，硅油及油布，防尘罩。

货号	描述
LPV444.80.00310	TL2350浊度仪及相关配件，EPA版本
LPV444.80.00320	TL2360浊度仪及相关配件，ISO版本

选购附件

货号	描述
2659505-CN	Stabcal®封装校准组件，0-7500 NTU
2662105-CN	Stabcal®封装校准组件，0-4000 NTU
246142-CN	福尔马肼标液，4000 NTU，100 mL
246149-CN	福尔马肼标液，4000 NTU，500 mL
4397500	样品脱气组件
4397510	样品过滤和脱气组件
9647700	遮光罩
9649100	防尘罩
3031200	滤光片模块，EPA标准
4708900	灯组件
4707600	擦拭布
126936-CN	硅油
LQV161.99.10000	USB接口热敏打印机
5836000	热敏打印机用纸
LPZ444.99.00001	11 mm适配器
LYY622	11 mm小样品管
9657100	手动流通池组件
9658300	自动流通池组件
SPFTL24XQN	TL2350&2360浊度分析仪器IQ/OQ验证&新建曲线服务
77601	油脂清洗试剂，用于油品蜡含量检测，详情请咨询哈希公司

TL2300/2310 台式浊度仪

哈希公司发布的全新TL2300/2310台式浊度仪，为新一代实验室浊度产品。采用哈希公司的光学系统及设计而成，并采用全新的用户界面和更贴心的功能，广泛适用与水处理及污水处理，各种工业场合，食品饮料，电力以及制药澄清度，悬浮物浓度测定等领域。



全新的改进优势

1、全新的用户界面

采用七寸彩色触摸屏，让操作和显示更加直观，快速，便捷。直观的操作界面和操作步骤让您对测试结果更有信心。

2、智能可靠的读数判断

新增读数模式选项。可通过内部模型检测样品读数的变化，识别稳定性后方可显示读数，保证测量结果的稳定和准确，大大地避免人工判断读数变化产生的误判和误差。

3、精准且便捷的用户体验

为您提供浊度测试所需要的一切。USB接口实现数据报告输出，让数据导出，数据溯源以及数据处理更加快捷；新增样品编号设定，方便更好的追溯和管理测试数据。

技术指标		
型号	TL2300 EPA	TL2310 ISO
显示	7寸彩色触摸屏	
符合标准	符合USEPA 180.1, HJ 1075-2019	符合ISO 7027, HJ 1075-2019 DIN EN 27027 DIN 38404和 NFT 9033
光源	钨灯	LED 860±30 nm
计量单位	NTU和EBC	FNU和NTU
量程范围	NTU：0-4000	NTU/FNU：0-1000
精确度	0 – 1000 NTU时，±2%加0.0 1NTU， 1000 – 4000 NTU时±5%	0 – 1000 FNU/NTU时，±2%加0.01 FNU/NTU
分辨率	浊度：0.001 NTU/EBC（最低量程）	
重复性	读数的1%加0.01 NTU	
读数模式	单次，连续，快速沉降模式（RST），信号平均模式，比率模式	
人机交互	2个USB-A接口。可用户外接优盘，打印机，键盘以及二维码扫描设备。	
数据存储	存储2000个数据，包括测量读数，校准值和验证值	
供电要求	100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A	
保修	一年	

订购指南：

TL2300/2310台式浊度仪的标准配置包括：一台TL2300/2310台式浊度仪主机，一英寸样品瓶6个，Gelex二级浊度标准化套件一组，StablCal标准套间一组，电源及电源线，硅油及油布，防尘罩。

货号	描述
LPV444.80.00210	TL2300浊度仪及相关配件，EPA版本
LPV444.80.00120	TL2310浊度仪及相关配件，ISO版本



选购附件

货号	描述
2659505-CN	Stabcal®封装校准组件，0-7500 NTU
2662105-CN	Stabcal®封装校准组件，0-4000 NTU
246142-CN	福尔马胂标液，4000 NTU，100 mL
246149-CN	福尔马胂标液，4000 NTU，500 mL
4397500	样品脱气组件
4397510	样品过滤和脱气组件
9647700	遮光罩
9649100	防尘罩
3031200	滤光片模块，EPA标准
4708900	灯组件
4707600	擦拭布
126936-CN	硅油
LQV161.99.10000	USB接口热敏打印机
5836000	热敏打印机用纸
9657100	手动流通池组件
9658300	自动流通池组件
2084900	样品瓶，实验室浊度，带帽，6个